

Mode d'emploi

TÉLÉCOMMANDE RC-N

bernafon[®]

Your hearing • Our passion

Félicitations, vous venez d'acquérir votre nouvelle télécommande RC-N. Elle vous permet d'ajuster le volume de votre aide auditive et sélectionner les programmes.



Veillez lire entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre télécommande RC-N. Il contient des instructions sur l'utilisation et la manipulation de votre RC-N ainsi que des informations importantes relative à la sécurité.

Sommaire

Mises en garde générales	6
Introduction	15
Présentation de la télécommande RC-N	16
Insérer et retirer les piles	17
Utilisation avec vos aides auditives	21
Indications du voyant d'état	22
Mode Silence/veille de vos aides auditives	23
Réglage du volume	25
Réglage du programme	26
Verrouiller/Déverrouiller les touches de la RC-N	27

Placer une dragonne	30
Entretien et maintenance	31
Informations destinées à l'utilisateur concernant la partie communication radio de l'appareil	32
Garantie internationale	37

Mises en garde générales

Familiarisez-vous avec les mises en garde générales suivantes avant d'utiliser votre télécommande RC-N.

Avertissements

- ⚠ La RC-N n'est pas un jouet et doit être tenue hors de portée des enfants et de toute autre personne qui pourrait avaler des pièces ou se blesser. Une attention particulière doit être accordée aux petites pièces, afin de prévenir tout risque d'ingestion ou d'étouffement. En cas d'ingestion d'une pièce, veuillez consulter immédiatement un médecin.

- ⚠ N'exposez jamais la RC-N à une chaleur excessive, par exemple en la mettant dans un four ou dans un micro-ondes, en la brûlant ou en l'abandonnant dans une voiture garée au soleil. Elle peut exploser et provoquer des blessures graves.
- ⚠ La RC-N ne doit pas être utilisée à bord des avions, sauf autorisation expresse du personnel de bord.

- ⚠ Les utilisateurs sont priés de suivre les directives recommandées par les fabricants de défibrillateurs implantables et les stimulateurs cardiaques concernant l'utilisation de la téléphonie mobile. Si vous portez un implant actif, veuillez tenir la RC-N à plus de 15 cm de l'implant.
- ⚠ La source d'énergie de la RC-N est insuffisante pour provoquer un incendie dans des conditions normales d'utilisation. La RC-N n'a pas été testée pour la conformité avec les normes internationales concernant les atmosphères explosives. Il est recommandé de ne pas utiliser votre RC-N dans des zones à risque d'explosion.



Il est recommandé de nettoyer votre RC-N au dessus d'une table, à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide sans solvant. La RC-N ne doit être ni exposée ni nettoyée avec des produits chimiques de nettoyage ou des alcools. Les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, laques, parfums, lotions après-rasage, crèmes solaires et insecticides peuvent endommager votre télécommande. Veillez à toujours retirer votre RC-N avant d'appliquer ces produits et à les laisser sécher, avant d'utiliser de nouveau votre RC-N. Ne plongez pas la télécommande dans l'eau ou d'autres liquides.

- ⚠ Si vous utilisez une dragonne, assurez-vous qu'elle a été conçue et qu'elle est appropriée à cet usage. N'utilisez jamais de tour de cou en raison du risque d'étranglement.
- ⚠ N'utilisez pas la RC-N pendant des examens aux rayons X, des scanographies CT / IRM / PET, une électrothérapie ou une intervention chirurgicale.
- ⚠ L'utilisation de la RC-N au volant peut détourner votre attention du trafic. Si les lois en matière de circulation routière ou les conditions du trafic l'exigent, quittez la route et gardez-vous avant d'utiliser la RC-N.

- ⚠ Utilisez toujours les piles recommandées par votre audioprothésiste. Les piles de mauvaise qualité peuvent couler et provoquer des lésions corporelles. Remplacez dès que possible les piles usagées.
- ⚠ N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables, et n'éliminez jamais les piles en les brûlant, elles peuvent exploser et causer de graves blessures.



Contribuez à la protection de l'environnement en n'éliminant pas les piles de votre RC-N avec les déchets ménagers non triés. Veuillez recycler les piles ou les renvoyer à votre audioprothésiste pour qu'il les élimine.

 La RC-N utilise des signaux inductifs numériques pour transmettre des commandes aux aides auditives. Bien que très improbables, des préoccupations ont été exprimées concernant des éventuelles interférences de ce signal avec des appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques. A titre de précaution supplémentaire, nous recommandons aux porteurs de stimulateurs cardiaques de ne pas transporter ni utiliser la télécommande RC-N dans une poche de poitrine ou autour du cou.



L'émission d'énergie générée par la RC-N est bien inférieure aux limites internationales d'émission pour l'exposition humaine. Pour comparaison, les radiations électromagnétiques de la RC-N sont inférieures à celles émises par les sèche-cheveux, les rasoirs électriques, etc.


Introduction

Les éléments suivants sont inclus dans votre kit RC-N et présentés dans ce mode d'emploi :



Télécommande RC-N
modèle RC-2B

Piles AAAA




Mode d'emploi



Présentation de la télécommande RC-N

- 1 Touche d'augmentation du volume
- 2 Touche de diminution du volume
- 3 Touche de changement de programme
- 4 Voyant d'état
- 5 Couvercle du logement de pile
- 6 Encoche prise pour doigts
- 7 Trous à dragonne







Insérer et retirer les piles

La RC-N utilise deux piles alcalines AAAA.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour insérer de nouvelles piles.



Enlever le couvercle du logement de pile

1. Avec votre pouce, appuyez sur l'encoche de la prise pour doigts
2. Faites glisser le couvercle du logement de pile dans le sens indiqué sur l'illustration
3. Retirez complètement le couvercle du logement de pile
4. Insérez les piles dans le logement de pile, en veillant à bien les positionner dans le sens correct



Replacer le couvercle du logement de pile

1. Remplacez le couvercle du logement de pile à environ 6 mm en-dessous du bord supérieur de la RC-N
2. Faites glisser le couvercle du logement de pile comme indiqué sur l'illustration, jusqu'à ce qu'il s'enclenche



i Le couvercle du logement de pile ne doit jamais être forcé. Si vous devez faire usage de force pour replacer le couvercle, vérifiez son alignement et repositionnez-le pour qu'il s'enclenche facilement. La durée de vie des piles varie en fonction des conditions d'utilisation.


Utilisation avec vos aides auditives

Vous pouvez commander votre aide auditive au moyen de votre RC-N jusqu'à une distance d'un mètre.

Utilisations recommandées



Dans la main



Dans la poche

Indications du voyant d'état

Utilisation de la RC-N	Le voyant d'état indique le fonctionnement de la RC-N. Il clignote une fois après chaque pression sur une touche.	
Pile faible	Le voyant d'état clignote lentement (toutes les deux secondes) lorsque les piles doivent être remplacées.	
Touches verrouillées de la RC-N	Le voyant d'état clignote 3 fois lorsque les touches de la RC-N sont verrouillées.	

Mode Silence/Veille de votre aide auditive

Vous pouvez placer votre aide auditive en mode Silence/Veille en appuyant sur la touche de réduction du volume de votre RC-N.

Activer le mode Silence/Veille	Appuyez 2 à 3 secondes sur la touche plus, pour placer votre aide auditive en mode Silence/Veille. Le voyant d'état s'éteint lorsque l'aide auditive est en mode Silence/Veille.	
Désactiver le mode Silence/Veille	Appuyez sur une touche quelconque de votre RC-N.	

i N'utilisez pas la fonction Silence/Veille pour éteindre votre aide auditive. Consultez le mode d'emploi de votre aide auditive pour l'éteindre.

Réglage du volume

Avec la RC-N, vous pouvez régler le volume de votre aide auditive au moyen des touches d'augmentation et de diminution du volume.

Augmenter le volume	Appuyez sur la touche plus, pour augmenter le volume de votre aide auditive.	
Diminuer le volume	Appuyez sur la touche moins, pour diminuer le volume de votre aide auditive.	

Réglage du programme

La RC-N vous permet de changer les programmes de votre aide auditive au moyen de la touche des programmes.

<p>Sélectionner / changer les programmes</p>	<p>Appuyez sur la touche de changement des programmes pour changer les programmes de votre aide auditive. Chaque pression sur cette touche fait avancer au programme suivant.</p>	 An illustration of a grey, vertical hearing aid device. It features three circular buttons stacked vertically. The top button has a white plus sign (+), the middle button has a white minus sign (-), and the bottom button is plain. A hand is shown from the left, with the index finger pressing down on the bottom button. Motion lines around the finger indicate the action of pressing.
--	---	---

Verrouiller/Déverrouiller les touches de la RC-N

Vous pouvez verrouiller les touches de votre RC-N, pour prévenir toute pression involontaire lorsque vous la transportez dans votre poche.

Verrouiller les touches de la télécommande

1. Appuyez simultanément sur les touches de changement des programmes et de diminution du volume pendant 3 à 4 secondes



2. Le voyant d'état s'allume en continu jusqu'à ce que les touches soient verrouillées

Pour vérifier que les touches sont verrouillées, appuyez sur une touche quelconque. Le voyant d'état clignote trois fois pour confirmer (cf. page 22).

Déverrouiller les touches de la télécommande

1. Appuyez simultanément sur les touches de changement des programmes et de diminution du volume pendant 3 à 4 secondes

2. Le voyant d'état s'allume en continu jusqu'à ce que les touches soient déverrouillées

Placer une dragonne

Pour faciliter son utilisation, la RC-N possède deux trous dans lesquels vous pouvez insérer une dragonne, pour transporter et protéger plus facilement votre télécommande.

1. Enlevez le couvercle du logement de pile (cf. pages 17 et 18)
2. Enfilez la dragonne à travers les trous prévus à cet effet
3. Remplacez le couvercle du logement de pile



Entretien et maintenance

- Lorsque vous changez les piles ou nettoyez la RC-N, tenez-la au-dessus d'une surface douce, pour éviter qu'elle s'endommage au cas où elle tomberait
- Nettoyez la RC-N régulièrement avec un chiffon sec ou légèrement humide
- Evitez de mouiller la RC-N

Informations destinées à l'utilisateur concernant la partie communication radio de l'appareil

Etats-Unis et Canada

En raison de l'espace restreint disponible sur l'appareil, un grand nombre de marquages d'homologation pertinents sont indiqués dans ce document.

Cet appareil est certifié conforme aux normes suivantes :

FCC ID: 2ACAHREMCTR01

IC: 11936A-REMCTR01

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC et à la norme RSS-210 d'Industrie Canada.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible,
et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue,
y compris les interférences pouvant provoquer un
fonctionnement non souhaité.

Remarque :

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre toute interférence dangereuse dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie à fréquence radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il ne peut toutefois être garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Avertissement :

Tout changement ou toute modification non explicitement approuvé(e) par la partie responsable de la conformité peut compromettre le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

SBO Hearing A/S déclare par la présente que cette télécommande est conforme aux exigences essentielles et autres clauses pertinentes de la Directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible auprès de :

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.sbohearing.com

Garantie internationale

La télécommande RC-N possède une garantie limitée, couvrant les défauts de matériel et de main d'œuvre.

Cette garantie est nulle si le défaut est dû à une mauvaise utilisation ou un mauvais traitement.

Cette garantie est nulle si la télécommande RC-N a été réparée par un personnel non autorisé. Veuillez vérifier la carte de garantie avec votre audioprothésiste et vous assurer qu'elle est correctement remplie.

Date : _____ Modèle : _____

Période de garantie : _____

N° de série : _____

Coordonnées du Centre Auditif :

Notes

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fabricant

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.sbohearing.com



0682



N1175



0000143925000001

bernafon 
Your hearing • Our passion