



Alpha de Bernafon  
Inspiré par **le meilleur**



Aides auditives rechargeables  
et intra-auriculaires

**bernafon**®  
Your hearing · Our passion



Alpha est inspiré par les membres du règne animal dotés d'une audition exceptionnelle. Sa Hybrid Technology™ unique améliore à la fois la compréhension de la parole et le confort d'écoute, et garantit un son optimal sans compromis, même dans les situations d'écoute les plus rigoureuses.

Différents styles d'aides auditives répondent à vos besoins. Qu'elles soient rechargeables, équipées de la technologie de connectivité sans fil ou parfaitement adaptées à vos oreilles, les aides auditives Alpha allient une qualité sonore exceptionnelle à la polyvalence et à l'élégance.

**Inspiré par le meilleur**

## Le meilleur son, sans faire de compromis

Deux valent mieux qu'un. Alpha est la première aide auditive dotée de la Hybrid Technology™. Elle unit deux approches de traitement au sein d'un système d'audition hybride. En combinant leurs forces, elles travaillent de manière optimale dans d'innombrables situations d'écoute. Les utilisateurs d'aides auditives Alpha ont signalé les avantages suivants\*:

- Compréhension de la parole sans difficultés dans un restaurant
- Qualité sonore bonne à excellente
- Parole perçue clairement dans un environnement bruyant
- Sons ambiants naturels et propre voix perçue sans Larsen



\* 2020 : Basé sur des données d'essais cliniques obtenues auprès de Bernafon AG, Berne, Suisse

## Laissez Alpha se focaliser sur votre audition, pour que vous puissiez vous concentrer sur autre chose

Avec la Hybrid Technology™, vous pouvez entendre en faisant moins d'efforts et économiser votre énergie pour des activités plus agréables.\*



La parole est amplifiée en temps réel et avec une grande précision. Appréciez la clarté des paroles de vos interlocuteurs et saisissez mieux la conversation en cours, même dans des situations bruyantes.

Les sons ambiants sont soigneusement préservés et reproduits naturellement. Bénéficiez d'une meilleure sensibilisation à votre environnement et appréciez à nouveau le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles.

Le bruit perturbateur est réduit pour vous permettre d'entendre plus confortablement. Une protection efficace contre le Larsen élimine les sons artificiels avant qu'ils ne deviennent audibles.

## L'émotion est dans chaque note

Avec les aides auditives Alpha, vous pouvez également profiter du meilleur son de Bernafon lorsque vous écoutez de la musique. Plongez dans l'atmosphère de sons musicaux riches et de haute qualité avec **Music Experience**. Ce programme a été spécialement conçu pour la musique, sur la base d'années de recherches et de l'expertise acquise dans ce domaine. Il fonctionne avec la Hybrid Technology™ pour capturer des sons musicaux dynamiques en temps réel et avec une grande précision. Le résultat : un son bien équilibré pour profiter pleinement de la musique.



Que vous dansiez au son de la musique classique, que vous jouiez dans un groupe de jazz, que vous alliez à des concerts de rock ou que vous écoutiez les derniers succès à la radio : avec Alpha, il suffit de changer de programme pour mieux ressentir toute l'émotion de la musique.

## Appréciez le son d'une musique bien équilibrée quelqu'en soit la source !

Du rock ou de la musique classique ? Peu importe, Bernafon vous présente toute la musique que vous aimez. Le programme Music Experience fonctionne aussi bien pour la musique en direct, enregistrée ou diffusée en continu, à l'intérieur et à l'extérieur, et pour les amateurs de musique et les musiciens.



## Profitez du confort et de la commodité de la diffusion sonore directe


Alpha se connecte à de nombreux appareils audio externes\* via la technologie sans fil Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz. Répondez aux appels téléphoniques, écoutez de la musique ou des livres audio – vos aides auditives fonctionnent comme des écouteurs stéréo de haute qualité et diffusent le son pendant de nombreuses heures.

Si vous avez un iPhone\* ou un iPad\*, vous pouvez bénéficier de la **communication mains libres**. Prenez les appels téléphoniques à l'aide bouton-poussoir des aides auditives. Les aides auditives capteront votre voix et diffuseront le son dans les deux sens, laissant vos mains libres pour d'autres tâches.



Conçu pour  
iPhone | iPad | iPod

Works with  
android




\*Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consulter [bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity](http://bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity).

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et Demant A/S les utilise sous licence. Les autres marques déposées et marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

## Contrôle intuitif et accessoires utiles

Surveillez vos aides auditives et accédez aux fonctions de streaming avec l'application gratuite **Bernaфон EasyControl-A**. Utilisez-la pour régler le volume de vos aides auditives, changer de programme et vérifier le niveau des piles. Ajustez l'intensité des basses, des médiums et des aigus de la musique avec l'égalisateur de diffusion. Elle dispose même d'une fonction « Trouver mon aide auditive », juste au cas où.



Scannez-moi !



Télécharger dans  
l'App Store

Scannez-moi !



DISPONIBLE SUR  
Google Play



Le **TV-A** vous permet de diffuser des divertissements télévisés dans vos aides auditives. Profitez du dernier film d'action en qualité sonore stéréo. Pendant ce temps, vos amis ou votre famille peuvent regarder la télévision avec vous au volume qui leur convient le mieux.

Le **SoundClip-A** est un petit appareil polyvalent. Attachez-le à votre veste et connectez-le à votre smartphone pour passer des appels téléphoniques en mode mains libres. Ou utilisez-le comme microphone à distance pour amplifier la voix de votre interlocuteur, jusqu'à 20 mètres.



Le **RC-A** est une télécommande très intuitive à utiliser. Utilisez-la pour modifier le programme et le volume de vos aides auditives facilement et discrètement.

# Rechargeable pour une journée complète d'utilisation, y compris avec la diffusion sonore

Avec les aides auditives rechargeables Alpha, vous n'avez plus besoin d'acheter des piles ni de les remplacer. Mettez simplement les aides auditives dans la station de recharge pendant la nuit et commencez votre journée en tout confort et avec une tranquillité d'esprit absolue.




Rechargez aisément vos aides auditives lors de vos déplacements grâce au chargeur **portable Charger Plus**. Équipé d'un bloc d'alimentation, il offre 3 cycles de charge complète de deux aides auditives sans nécessiter d'alimentation électrique. Le couvercle pratique permet de ranger vos aides auditives en toute sécurité à l'intérieur. Rechargez la batterie du Charger Plus en seulement 4 heures et voyagez confortablement et l'esprit libre.

**Large gamme de dômes et d'embouts sur mesure** pour un ajustement sûr et confortable

**Le voyant LED** indique l'état de l'alimentation

**Polyvalent et pratique** avec l'option de coude et d'embout personnalisé ou de tube fin à adaptation instantanée

en 3 heures



en 60 minutes

en 30 minutes

en 3,5 heures



en 3,5 heures

en 60 minutes

en 30 minutes

**Bouton(s) poussoir(s)** pour changer de programme et régler le volume

**Design ergonomique** pour un grand confort de port et un positionnement sûr derrière l'oreille



**La connectivité Bluetooth®** diffuse le son à partir de périphériques audio externes



La **bobine téléphonique** se connecte aux systèmes de boucle d'induction disponibles dans les lieux publics

Disponible avec une pile lithium-ion rechargeable ou zinc-air non rechargeable

Le revêtement **résistant à la poussière et à l'eau** prolonge la durabilité du produit (certifié IP68)

Faites votre choix parmi **10 combinaisons de couleurs attrayantes** à assortir à votre style personnel



midnight blue<sup>1</sup>

midnight blue



cocoa brown<sup>2</sup>



metallic silver



sand beige

metallic silver



jet black<sup>2</sup>



metallic anthracite



metallic silver<sup>2</sup>



sand beige<sup>2</sup>



antique bronze



metallic anthracite



metallic anthracite

<sup>1</sup> Uniquement disponible pour Alpha 9 dans les styles : miniRITE T R, miniBTE T R, miniBTE T

<sup>2</sup> Non disponible pour Alpha 3|1


# Personnalisé pour répondre à vos besoins et préférences individuels

Les aides auditives ITE Alpha offrent une grande flexibilité de personnalisation. De l'IIC invisible à l'ITC moderne, en passant par l'ITE tactile, chaque style a ses avantages particuliers. Avec votre audioprothésiste, trouvez le style qui correspond à votre perte auditive individuelle et à vos préférences en matière de taille d'appareil, de fonctionnalités optionnelles, de couleur, etc.

**Bouton-poussoir et contrôle du volume en option** pour changer de programme et régler le volume facilement avec une prise en main rapide

**Connectivité Bluetooth® en option** pour diffuser du son depuis des appareils audio externes

La **bobine téléphonique en option** se connecte aux systèmes de boucle d'induction disponibles dans les lieux publics



Offre différents programmes avec le bouton-poussoir en option

Invisible pour une discrétion maximale

Le revêtement **résistant à la poussière et à l'eau** prolonge la durabilité du produit (certifié IP68)

**Conçu sur mesure** pour s'adapter confortablement à votre oreille

**Idéal pour un style de vie actif.** Les intra-auriculaires Alpha se placent en toute sécurité dans l'oreille, même lors de la pratique d'un sport. Leur position dans le conduit de l'oreille permet de ne pas perturber le port de lunettes ou de masques. Avec les ITC sans fil, divers sons comme de la musique, des instructions de yoga ou des appels téléphoniques peuvent être diffusés dans les oreilles – directement et en toute simplicité.

Disponible en **5 couleurs naturelles**



beige

marron moyen

marron foncé

noir



Commencez votre cheminement vers une meilleure audition dès maintenant avec les aides auditives Alpha. Nous vous invitons à vous adresser à votre audioprothésiste pour obtenir de plus amples informations ou à consulter [bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/alpha](https://bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/alpha).

Scannez-moi !



Bernafon a été fondé en 1946. Depuis, ses représentants et employés, répartis dans plus de 70 pays, travaillent sans relâche dans l'esprit et la tradition de nos fondateurs pour développer et commercialiser des solutions qui aident les personnes atteintes de problèmes d'audition. Grâce à notre technologie de pointe, à des produits de haute performance et à un engagement quotidien, nous nous efforçons de dépasser toutes les attentes. Nos valeurs suisses, notre compétence technologique, notre passion et nos partenariats basés sur l'authenticité nous aident à remplir notre objectif :

**Ensemble, nous aidons les gens à mieux entendre et communiquer.**

Pour en savoir plus sur les aides auditives Bernafon Alpha, adressez-vous à votre audioprothésiste ou rendez-vous sur le site de Bernafon.



**SOUND**   
OF SWITZERLAND

**Bernafon dans le monde**

Australie · Canada · Chine · Danemark · Finlande · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Pays-Bas · Nouvelle-Zélande · Pologne · Afrique du Sud · Espagne · Suède · Suisse · Turquie · Royaume-Uni · États-Unis

[www.bernafon.fr](http://www.bernafon.fr)

Your hearing · Our passion signifie : Votre audition · Notre passion

**bernafon**   
Your hearing · Our passion