

# Fiche technique

## Accessoires sans fil

### Un système entièrement intégré

L'adaptateur TV se connecte directement aux aides auditives de l'utilisateur, permettant une utilisation quotidienne sans contraintes.

### Simplicité d'utilisation

L'adaptateur TV a été développé et testé en tenant compte des souhaits et retours des utilisateurs d'aides auditives afin d'optimiser la simplicité d'utilisation.

### Dolby Digital® et stéréo numérique

L'adaptateur TV prend en charge le son numérique dans deux formats très répandus : stéréo numérique (PCM) et Dolby Digital®. Cela permet aux utilisateurs de profiter du son provenant des systèmes de home cinéma et des téléviseurs à écran plat.

### MultiConnect

L'adaptateur TV peut être connecté à un nombre illimité d'aides auditives simultanément, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de partager la même expérience.

### Appairage facile

Dès que les aides auditives sont en mode appairage et à 30 cm de l'adaptateur TV, l'adaptateur TV s'appaire et se connecte automatiquement à elles.

### Plus d'informations

Rendez-vous sur  
[www.oticon.fr](http://www.oticon.fr), rubrique Produits / Accessoires sans fil

## Adaptateur TV 3.0



L'adaptateur TV 3.0 permet aux utilisateurs d'aides auditives Oticon de profiter du son stéréo d'un téléviseur, d'une radio ou de toute autre source audio, à leur niveau sonore préféré, diffusé directement dans leurs aides auditives. L'adaptateur TV 3.0 prend en charge toute une gamme de connexions, notamment le stéréo numérique et Dolby Digital® par le biais d'un TOSLINK optique.



## Inclus

- Mode d'emploi
- Alimentation électrique
- Adaptateur TV - noir
- Câble optique TOSLINK 2,0 mètres
- Adaptateur PERITEL - RCA
- Cordon stéréo RCA - RCA
- Adaptateur mini-jack 3,5 mm - RCA

## Données techniques

Modèle	TVA3
Conditions de fonctionnement	Température : +5 °C à +40 °C Humidité : 15 % à 93 %, sans condensation
Conditions de stockage et de transport	Température : -25 °C à +70 °C Humidité : 15 % à 93 %, sans condensation
Dimensions	124 x 80 x 21 mm ; poids 107 g.
Fonctions du système	Appairage automatique : l'adaptateur TV s'appaire automatiquement avec les aides auditives, positionnées en mode appairage AutoStream : l'adaptateur TV commence automatiquement le streaming audio dès qu'il détecte un signal audio valide MultiConnect : l'adaptateur TV peut se connecter à un nombre illimité d'aides auditives
Compatibilité	L'adaptateur TV fonctionne avec toutes les versions d'aides auditives Oticon dotées de la technologie radio 2,4 GHz
Connecteurs d'entrée (format)	Mini-jack 3,5 mm (D+G) (y compris cordons et adaptateurs) PERITEL (D+G) y compris cordons et adaptateurs RCA RCA (D+G) Stéréo numérique TOSLINK (PCM)/Dolby Digital®
Sortie	TOSLINK (sortie en mémoire tampon de l'entrée TOSLINK)
Portée	Jusqu'à 15 mètres (sans obstacle entre l'adaptateur TV et les aides auditives)
Entrées audio (format)	Entrée analogique stéréo (RCA) Stéréo/PCM (TOSLINK) Dolby Digital® (TOSLINK)
Latence (entre l'entrée de l'adaptateur TV et les écouteurs des AA)	Analogique : 25 ms Numérique : 28 ms Dolby Digital® : 45 ms
Sensibilité d'entrée de ligne	6 dB Vrms (analogique), impédance : 10 KΩ
Bande passante audio	10 KHz/stéréo de l'entrée aux aides auditives
Auto-ajustement dynamique	AGC (entrées analogiques) (ligne à environ 0 dB 5 secondes)
Voyants d'état	LED de fonctionnement et d'état sur le devant
Couleurs	Noir
Fréquence	Sans licence 2,4 GHz (bande ISM)
Émissions	Max. 17.1 dBm EIRP. Conformément à toutes les normes pertinentes
Consommation électrique	Inactif, non en streaming : 0.8 W En streaming : 1.5 W

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées : 5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

