

Avec les
nouvelles
sondes
Gen 2 !

Le premier choix pour
l'impédancemétrie



Conçu pour être performant

Construit de A à Z avec des professionnels de l'audition comme vous, le Madsen Zodiac, avec les toutes nouvelles sondes Gen 2, offre des performances et une fiabilité imbattables, ce qui en fait un élément essentiel de la trousse à outils de tout ORL.

Modalité unique

Grâce à sa conception et à sa technologie axées sur la couverture d'une seule modalité, qu'il s'agisse de réaliser des tympanogrammes de routine ou des tests plus avancés, vous pouvez être sûr d'obtenir des résultats fiables.

Une technologie éprouvée

Les sondes Gen 2 s'appuient sur des décennies d'expérience dans le domaine des tests d'impédancemétrie. Elles intègrent une technologie éprouvée et des fonctionnalités de pointe pour offrir des performances inégalées.

Prise en charge de votre flux de travail

Robustes et fiables, ces sondes prennent en charge des flux de travail efficaces et offrent des années de performances constantes et fiables dans des environnements à fort volume.

Madsen® Zodiac avec les sondes Diagnostic et Quick Check Gen 2

Robuste, facile à utiliser dans toutes les conditions de test et s'intégrant parfaitement aux flux de travail cliniques, il est le choix privilégié pour réaliser des tests d'impédancemétrie.

Conçu à dessein

Construit pour la robustesse

Les embouts des sondes de tympanométrie sont fréquemment confrontés à une accumulation de liquide et de cérumen qui bloque l'électronique sensible et entrave leurs performances.

L'électronique dans les sondes Gen 2 est positionné à l'écart de l'embout de la sonde, ce qui la protège pendant les tests et évite de l'endommager lors des nettoyages fréquents, garantissant ainsi d'excellents résultats et un service fiable pendant toute la durée de vie de la sonde.

Gen 2 : pour tous les utilisateurs de Madsen Zodiac

Les sondes Gen 2 sont compatibles avec toutes les versions Quick Check, Diagnostic et Clinical du Madsen Zodiac. Les sondes Gen 2 sont standard sur toutes les nouvelles unités et sont disponibles en tant que mises à niveau pour les utilisateurs actuels du Madsen Zodiac.

Dual Probe™ pour des tests plus rapides

Madsen Zodiac est le seul appareil de test d'impédancemétrie qui vous permet d'avoir les deux sondes de dépistage et de diagnostic toujours connectées. Il suffit de passer de l'une à l'autre sans perturber votre flux de travail. C'est la solution idéale pour obtenir à la fois une tympanométrie rapide de routine et une capacité de diagnostic rapide.

La pompe robuste réagit rapidement pour assurer une étanchéité complète

Gen 2 Sonde Diagnostic

Ecouteur pour stimulus controlatéral

Option Dual Probe™





Résolution d'écran optimisée pour visualiser les éléments clés du test sous tous les angles

Optimisé pour une utilisation avec les embouts de sonde Natus standard

Système EasyLock™ pour un entretien rapide

Indicateurs DEL d'oreille/état

Gen 2 Sonde Quick Check

Option Dual Probe™

Surfaces faciles à nettoyer, navigation intuitive

Visitez natus.com/zodiac pour plus d'informations.



Dans les services et cabinets surchargés d'aujourd'hui, les tests d'impédancemétrie doivent être rapides et fiables

Les sondes Madsen® Zodiac Quick Check et Diagnostic Gen 2 sont conçues pour minimiser la manipulation, automatiser les processus et garantir une étanchéité fiable, ce qui en fait le choix idéal pour une utilisation dans des environnements cliniques à fort volume.

Design ergonomique

La réussite d'un test d'immittance dépend de l'obtention et du maintien d'un joint fiable. Les sondes et les embouts sont confortables à tenir et faciles à placer dans l'oreille, de sorte que vous pouvez sentir l'étanchéité et commencer à tester immédiatement.

Se concentrer sur le patient

Équipées de longs câbles renforcés, les sondes permettent aux professionnels de se déplacer librement et de se rapprocher du patient pendant les tests. Grâce aux télécommandes, au retour audio et aux indicateurs DEL, les ORL peuvent se concentrer sur le patient plutôt que sur leur équipement.

Parce que chaque seconde compte

Les sondes Gen 2 sont conçues pour créer et rétablir automatiquement un joint. Les tests démarrent automatiquement après l'obtention d'un joint, ce qui rend les sondes idéales pour les flux de travail surchargés qui dépendent de l'obtention de bons résultats dès la première fois.

Idéal pour tester les enfants

La rapidité des tests et la longueur des câbles font de la sonde Quick Check Gen 2 l'appareil idéal pour la tympanométrie chez les enfants, où il est important de faire les choses correctement dès la première fois. Comprend une tonalité de 1 000 Hz pour tester les nourrissons.

Facile à utiliser

Le Madsen Zodiac est votre appareil de test d'impédancemétrie par excellence. Grâce à son design intuitif et à sa facilité d'utilisation, cet appareil est idéal pour être utilisé par tout le personnel réalisant des tests auditifs dans n'importe quel environnement.

La solution idéale pour votre flux de travail

Le Madsen Zodiac est disponible en trois versions : Quick Check, Diagnostic et Clinical, en version autonome ou sur PC.

Système de contrôle rapide



Madsen Zodiac — Autonome

Système Diagnostic et Clinical



Madsen Zodiac — Autonome

Sonde en option

L'appareil de dépistage portable Quick Check avec sonde Gen 2 rend la tympanométrie et le dépistage des réflexes plus efficaces. Les télécommandes de la sonde portable vous permettent de changer directement d'oreille. Lisez et documentez rapidement les résultats des tests à l'aide de l'imprimante intégrée en option et enregistrez les résultats dans Otosuite®.

Les systèmes Diagnostic et Clinical offrent une batterie complète de tests d'impédancétrie et des tests supplémentaires pour des données et des recherches plus approfondies. Étant la seule solution de test d'impédancétrie dotée d'une option Dual Probe™, vous pouvez basculer entre la sonde Diagnostic et Quick Check à tout moment, sans interrompre votre flux de travail.



Madsen Zodiac — sur PC

Une version du Madsen Zodiac pour PC est également disponible. Utilisez le clavier et la souris du PC avec le module Otosuite Immittance, qui fait office d'écran. Optimal pour un montage mural et commandé directement depuis Otosuite®.

	Quick Check	Diagnostic	Clinical
Tympanométrie à balayage/ automatique	⊙	⊙	⊙
Tympanométrie manuelle		⊙	⊙
Tonalité de sonde 226 Hz	⊙	⊙	⊙
Tonalité de sonde 1 000 Hz		⊙	⊙
Tonalités de sonde de 678 et 800 Hz			⊙
Dépistage des réflexes	⊙	⊙	⊙
Seuil de réflexe (ipsi/contra)		⊙	⊙
Décroissance du réflexe		⊙	⊙
ETF-P			⊙
Enregistreur d'admissions			⊙
Tympanogrammes B&G			⊙

Madsen Zodiac et Otosuite®

Lorsqu'il est utilisé avec Otosuite, Madsen Zodiac améliore l'efficacité clinique avec d'autres appareils d'évaluation et d'adaptation de l'audition Natus afin de rationaliser le parcours du patient.



Visitez natus.com/otosuite pour plus d'informations.

Embouts d'oreille en silicone Natus



Nos embouts spécifiquement conçues pour le Madsen Zodiac permettent d'obtenir de façon simple et rapide une parfaite étanchéité favorisant des mesures fiables.

Contactez votre représentant Natus local pour passer une commande !

Making sense of the body's signals

©2023 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 7-26-9310-FR Rev07

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com