

Avec les
nouvelles
sondes
Gen 2 !

Dépistage rapide et efficace par impédancemétrie

Ressentez la différence

Le Madsen Zodiac est un appareil d'impédancemétrie de Natus. Entièrement conçu avec la participation de professionnels de l'audition, le Madsen Zodiac vous offre les niveaux de contrôle, de fiabilité et d'efficacité dont vous avez besoin pour réussir vos tests d'impédancemétrie.

Le Madsen Zodiac a été conçu avec une attention particulière portée sur les sondes et votre confort de travail. Le Madsen Zodiac est fiable, réactif et facile à utiliser. Concentrez-vous sur vos patients, améliorez l'efficacité de vos mesures et réussissez tous vos tests. Le Madsen Zodiac est adapté aux adultes et aux enfants.

Examinez plus de patients chaque jour

Avec la version Quick Check du Madsen Zodiac, réalisez plus efficacement vos tests de tympanométrie et de réflexes. Vous pouvez tester un plus grand nombre de patients chaque jour de manière plus précise – ou intégrer aisément les tests d'impédancemétrie dans votre protocole de soins auditifs et bénéficier ainsi d'une meilleure organisation de travail. Idéal pour le dépistage, l'appareil, par sa conception simple et claire, comporte uniquement les boutons et tests essentiels dont vous avez besoin. La structure unidimensionnelle du menu, agrémentée de boutons lumineux OneTouch à fonction unique, facilite la navigation et vous permet de vous concentrer sur le patient. La version informatisée utilise le logiciel intuitif Otosuite®.



L'UNIVERS
Otosuite®

natus®



Optimisé pour une utilisation avec les embouts de sonde Natus standard

Système EasyLock™ pour un entretien rapide

Indicateurs DEL d'oreille/état

Gen 2
Sonde Quick Check



Une parfaite étanchéité

La sonde de dépistage bénéficie d'une conception ergonomique visant un positionnement plus simple, plus rapide et plus stable. Vous constaterez qu'elle se manie facilement et que vous pouvez la tenir de la manière qui vous convient le mieux afin de la positionner aisément et de commencer les tests. Désormais, il n'est plus nécessaire d'effectuer des allers-retours entre le patient et l'appareil. Le test démarre automatiquement lorsque vous avez obtenu l'étanchéité. Vous pouvez changer d'oreille quand vous le souhaitez grâce au bouton de commande à distance situé sur la sonde. En outre, des câbles longs et résistants vous permettent de vous déplacer sans entrave et de vous rapprocher de votre patient.

Le Madsen Zodiac simplifie le dépistage par impédancemétrie. Profitez de sa facilité d'utilisation, que vous choisissiez la version informatisée ou la version autonome. Approchez-vous du patient et faites vos tests, c'est aussi simple que cela.

Contactez votre représentant Natus pour demander une démonstration.

Ou rendez-vous sur natus.com/zodiac pour en savoir plus.

Une imprimante pratique et un rouleau de papier facile à remplacer. L'imprimante intégrée publie rapidement les résultats du test et les rapports. Le logiciel Otosuite vous permet de choisir plusieurs options d'impression.



Making sense of the body's signals

©2023 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 7-26-4725-FR Rev03

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com