

Alpha XT 9 miniRITE T R

Alpha XT fait passer la Hybrid Technology™ à un niveau supérieur. Le miniRITE T R est une aide auditive rechargeable, dotée d'une batterie lithium-ion qui fournit l'énergie nécessaire à une journée complète d'utilisation (y compris avec la diffusion audio directe). Il s'agit d'une aide auditive conçue pour les utilisateurs présentant des pertes auditives légères à profondes.

Elle intègre la technologie Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz et NFMI, une bobine téléphonique et un double bouton-poussoir pour le réglage du volume et le changement de programme. Le miniRITE T R est proposé avec le système d'écouteurs miniFit, qui propose quatre niveaux de puissance et une grande variété de dômes et d'embouts sur mesure.

Écouteur 60



AHXT 9 MNR T R

Écouteur 85



AHXT 9 MNR T R

Écouteur 100



AHXT 9 MNR T R





Écouteur 105



AHXT 9 MNR T R

Made for
 iPhone | iPad | iPod

Works with
 android



Caractéristiques techniques

- Diffusion audio directe (compatible avec les appareils iOS et Android™)
- Communication mains libres**
- Bluetooth® Low Energy (BLE) 2,4 GHz
- NFMI (induction magnétique en champ proche)
- Double bouton-poussoir
- Bobine d'induction
- Compatible avec les écouteurs miniFit
- Revêtement hydrophobe
- Classement IP68
- Voyant lumineux LED

* Veuillez consulter www.bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity pour une assistance et des informations complémentaires.

** Disponible à partir de la version FW 1.0 avec certains modèles d'iPhone et d'iPad.

Alpha XT est une aide auditive Made for iPhone, iPad, iPod. La diffusion audio directe pour les appareils Android nécessite Android 10 ou version ultérieure, Bluetooth® 5.0 et une mise en œuvre de la diffusion audio pour les aides auditives (ASHA) sur l'appareil Android. Pour plus d'informations sur la compatibilité : www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les marques Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Demant A/S est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Accessoires*

- Application Bernafon (compatible avec les appareils iOS et Android)
- RC-A (télécommande)
- TV-A (Adaptateur TV)
- SoundClip-A
- Noahlink Wireless (interface de programmation sans fil)

Présentation des fonctionnalités

Alpha XT 9

Hybrid Technology™

Hybrid Sound Processing™	•
Bande passante de fréquence	10 kHz
Hybrid Balancing™	•
Balance de la parole	3 options
Équilibreur de bruit	4 options
Hybrid Noise Management™	•
Smart Noise Reduction	4 options
Directivité intelligente	4 options
États dynamiques	3 options
États Omni	2 options
Hybrid Feedback Canceller™	•
Hybrid Sound Care™	•
Wind Contact Noise Protector	•

Parole

Low Frequency Enhancer	•
Frequency Composition ^{next}	•

Confort

Binaural Noise Manager	•
Réduction des bruits impulsionnels	6 options
Dynamic Range Extender	•
Soft Noise Management	•

Commandes de directionnalité

Dynamique	•
Directivité adaptative complète	•
Directivité fixe	•
Omni fixe	•
Omni directionnel	•
True Directionality Plus	•

Individualisation

Personnalisation	•
Canaux d'adaptation	24
Options de programme / mémoires	13/4
Music Experience	•
Coordination binaurale: VC, changement de programme	•
Gestionnaire d'adaptation automatique	•
Transition	4 options
Data Logging	•
Conversation Data	•
Spoken indicators	•
Tinnitus SoundSupport	•
CROS compatibilité	•

L'Alpha XT MNR T R peut être programmée avec Oasis^{next} 2023.1 ou une version plus récente

Conditions de fonctionnement et de charge

Température : +5 °C à +40 °C (41 °F à 104 °F)
 Humidité relative : 5 % à 93 %
 sans condensation
 Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Conditions de stockage et de transport

La température et l'humidité ne doivent pas dépasser les limites suivantes pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage.

Transport

Température : -20 °C à +60 °C (-4 °F à 140 °F)
 Humidité relative : 5 % à 93 %
 sans condensation
 Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Stockage

Température : -20 °C à +30 °C (-4 °F à 86 °F)
 Humidité relative : 5 % à 93 %
 sans condensation
 Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

 **SBO Hearing A/S**
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

Alpha est une aide auditive Made for iPhone®, iPad®, iPod®, compatible avec les appareils utilisant iOS 13 ou version ultérieure. La diffusion audio directe pour les appareils Android nécessite Android 10 ou version ultérieure, Bluetooth® 5.0 et une mise en oeuvre de la diffusion audio pour les aides auditives (ASHA) sur l'appareil Android. Pour plus d'informations sur la compatibilité : www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity. Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Les marques Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Demant A/S est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

IP68

www.bernafon.com

Berna fon is part of the Demant Group.
Berna fon est une marque du groupe Demant.

berna fon 
Your hearing • Our passion