

Alpha XT 9 miniBTE T R

Alpha XT fait passer la Hybrid Technology™ à un niveau supérieur. Le miniBTE T R est une aide auditive rechargeable, facile à utiliser, dotée d'une batterie lithium-ion pour fournir l'énergie nécessaire pour une journée complète d'utilisation, y compris avec la diffusion audio directe. Il s'agit d'un contour d'oreille conçu pour les utilisateurs présentant des pertes

auditives légères à sévères. Elle comprend la technologie Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz et NFMI, une bobine téléphonique et un bouton-poussoir pour le réglage du volume et le changement de programme. Le miniBTE T R est disponible avec le système de tubes fins miniFit, qui comprend une variété de dômes et d'embouts sur mesure.

Coque



AHXT 9 MNB T R

minifit 1.3 mm



AHXT 9 MNB T R




minifit 0.9 mm



AHXT 9 MNB T R

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android



Caractéristiques techniques

- Diffusion audio directe (compatible avec les appareils iOS et Android™)
- Communication mains libres**
- Bluetooth® basse consommation 2,4 GHz
- NFMI (induction magnétique en champ proche)
- Simple bouton-poussoir
- Bobine téléphonique
- Tubes fins miniFit
- Revêtement hydrophobe
- Classé IP68
- Indicateur visuel LED

Accessoires*

- Application Bernafon (compatible avec les appareils iOS et Android)
- RC-A (télécommande)
- TV-A (Adaptateur TV)
- SoundClip-A
- Noahlink Wireless (interface de programmation sans fil)

* Veuillez consulter www.bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity pour une assistance et des informations complémentaires.

** Disponible à partir de la version FW 1.0 avec certains modèles d'iPhone et d'iPad.

Alpha XT est une aide auditive Made for iPhone, iPad, iPod. La diffusion audio directe pour les appareils Android nécessite Android 10 ou version ultérieure, Bluetooth® 5.0 et une mise en œuvre de la diffusion audio pour les aides auditives (ASHA) sur l'appareil Android. Pour plus d'informations sur la compatibilité : www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les marques Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Demant A/S est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

AVERTISSEMENT : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

Présentation des fonctionnalités

Alpha XT 9

Hybrid Technology™

Hybrid Sound Processing™	•
Bande passante de fréquence	10 kHz
Hybrid Balancing™	•
Balance de la parole	3 options
Équilibreur de bruit	4 options
Hybrid Noise Management™	•
Smart Noise Reduction	4 options
Directivité intelligente	4 options
États dynamiques	3 options
États Omni	2 options
Hybrid Feedback Canceller™	•
Hybrid Sound Care™	•
Wind>Contact Noise Protector	•

Parole

Low Frequency Enhancer	•
Frequency Composition ^{next}	•

Confort

Binaural Noise Manager	•
Réduction des bruits impulsionnels	6 options
Dynamic Range Extender	•
Soft Noise Management	•

Commandes de directionnalité

Dynamique	•
Directivité adaptative complète	•
Directivité fixe	•
Omni fixe	•
Omni directionnel	•
True Directionality Plus	•

Individualisation

Personnalisation	•
Canaux d'adaptation	24
Options de programme / mémoires	13/4
Music Experience	•
Coordination binaurale: VC, changement de programme	•
Gestionnaire d'adaptation automatique	•
Transition	4 options
Data Logging	•
Conversation Data	•
Spoken indicators	•
Tinnitus SoundSupport	•
CROS compatibilité	•

L'Alpha XT MNB T R peut être programmée avec Oasis^{next} 2023.1 ou une version plus récente

Conditions de fonctionnement et de charge

Température : +5 °C à +40 °C (41 °F à 104 °F)
Humidité relative : 5 % à 93 %
sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Conditions de stockage et de transport

La température et l'humidité ne doivent pas dépasser les limites suivantes pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage.

Transport

Température : -20 °C à +60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité relative : 5 % à 93 %
sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Stockage

Température : -20 °C à +30 °C (-4 °F à 86 °F)
Humidité relative : 5 % à 93 %
sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

 **SBO Hearing A/S**
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

Alpha est une aide auditive Made for iPhone®, iPad®, iPod®, compatible avec les appareils utilisant iOS 13 ou version ultérieure. La diffusion audio directe pour les appareils Android nécessite Android 10 ou version ultérieure, Bluetooth® 5.0 et une mise en oeuvre de la diffusion audio pour les aides auditives (ASHA) sur l'appareil Android. Pour plus d'informations sur la compatibilité : www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity. Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Les marques Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Demant A/S est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

www.bernafon.com

Bernaфон is part of the Demant Group.

IP68

bernaфон 
Your hearing • Our passion