



## Oticon Zeal 1 nxtCIC R

Oticon Zeal™ nxtCIC R est notre plus petite aide auditive intra-auriculaire dotée de toutes les fonctionnalités Oticon. Il est construit sur la plateforme Sirius™, alimenté par les technologies Oticon BrainHearing™ avec amélioration de la clarté pilotée par l'IA, et prenant

en charge la diffusion LE Audio, Bluetooth® Low Energy et Auracast™. Il permet une communication mains libres, un streaming direct pour iPhone, iPad, Vision Pro, Mac et certains appareils Android™. Il est rechargeable, alimenté par une batterie lithium-ion.

Écouteur 75



nxtCIC R

Écouteur 75



nxtCIC R

### Caractéristiques techniques

- › Communication mains libres
- › Audio Bluetooth® LE
- › Diffusion Auracast™
- › Coordination binaurale (NFMI)
- › Contrôle tactile
- › Technologie intégrée et batterie rechargeable
- › Chargement par contact
- › Classement IP68

### Accessoires

- › Oticon Companion app
- › ConnectClip
- › EduMic
- › Adaptateur TV
- › Adaptateur téléphonique 2.0
- › Oticon SmartCharger nxtCIC R

Pour obtenir des informations sur la compatibilité, veuillez consulter [www.oticon.fr/compatibility](http://www.oticon.fr/compatibility). Cette aide auditive est également disponible en version DemoFlex avec les mêmes caractéristiques techniques.

#### Conditions de fonctionnement

Température : +5 °C à +40 °C (+41 °F à +104 °F)  
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation  
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

#### Conditions de transport et de stockage

La température et l'humidité ne doivent pas dépasser les limites mentionnées pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage.

#### Transport

Température : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)  
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation  
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

#### Stockage

Température : -20 °C à +30 °C (-4 °F à +86 °F)  
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation  
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa


**AVERTISSEMENT :** Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. L'utilisation du badge Made for iPhone signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement au(x) produit(s) Apple identifié(s) dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Android™ est une marque déposée de Google LLC. Bluetooth La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG. Toute utilisation de ces marques par Demant se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



# Zones d'adaptation

## Oticon Zeal 1



# Présentation des fonctionnalités

|                                                        | Zeal 1                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Compréhension de la parole et facilité d'écoute</b> |                                   |
| MoreSound Intelligence™ 3.0                            | Niveau 1                          |
| Sélection des environnements                           | 5 Configurations                  |
| Suppression neuronale du bruit, Difficile / Facile     | 12 dB / 6 dB                      |
| Sound Enhancer                                         | 3 Configurations                  |
| MoreSound Amplifier™ 3.0                               | •                                 |
| SuddenSound Stabilizer                                 | 6 Configurations                  |
| MoreSound Optimizer™                                   | •                                 |
| Feedback shield                                        | •                                 |
| Spatial Sound™                                         | •                                 |
| Soft Speech Booster                                    | •                                 |
| Abaissement fréquentiel, Speech Rescue™                | •                                 |
| <b>Qualité sonore</b>                                  |                                   |
| Clear Dynamics                                         | •                                 |
| Priorité meilleure oreille                             | •                                 |
| Bande passante d'adaptation <sup>1</sup>               | 10 kHz                            |
| Power Bass (streaming)                                 | •                                 |
| Canaux de traitement                                   | 64                                |
| <b>Personnalisation et adaptation optimisée</b>        |                                   |
| Canaux de réglage                                      | 24                                |
| Gestionnaire d'adaptation                              | •                                 |
| Méthodologies d'adaptation                             | VAC+, NAL-NL1/<br>NAL-NL2, DSL v5 |
| Audible Contrast Threshold (ACT™)                      | •                                 |
| <b>Pour se connecter au monde</b>                      |                                   |
| Oticon Companion app                                   | •                                 |
| Audio Bluetooth® LE <sup>2</sup>                       | •                                 |
| Diffusion Auracast™ <sup>2</sup>                       | •                                 |
| Communication mains-libres <sup>2</sup>                | •                                 |
| Direct streaming <sup>2</sup>                          | •                                 |
| ConnectClip                                            | •                                 |
| EduMic                                                 | •                                 |
| Télécommande 3.0                                       | •                                 |
| Adaptateur TV 3.0                                      | •                                 |
| Adapteur téléphonique 2.0                              | •                                 |
| Tinnitus SoundSupport™                                 | •                                 |


1) Bande passante accessible pour les ajustements de gain pendant l'adaptation

2) Disponible sur certains appareils. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.oticon.fr/compatibility](http://www.oticon.fr/compatibility)

Mesuré selon les normes IEC 60118-0:1983/  
AMD1:1994, IEC 60118-0:2022, IEC 60118-  
1:1995+AMD1:1998 CSV et IEC 60318-4:2010



**Informations techniques :**  
Le mode omnidirectionnel est utilisé  
sauf indication contraire.



|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OSPL90, Pic (dB SPL)                                         | 124         |
| OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)                                     | 112         |
| OSPL90, HFA (dB SPL)                                         | 113         |
| Gain maximal, Pic (dB) <sup>1</sup>                          | 61          |
| Gain maximal, 1600 Hz (dB) <sup>1</sup>                      | 58          |
| Gain maximal, HFA (dB) <sup>1</sup>                          | 55          |
| Gain de référence (dB)                                       | 38          |
| Plage de fréquences (Hz)                                     | <100-9500   |
| Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL), 500 Hz (%)  | <2          |
| Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL), 800 Hz (%)  | <3          |
| Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL), 1600 Hz (%) | <3          |
| Niveau de bruit d'entrée équivalent, Omni (dB SPL)           | 17          |
| Batterie                                                     | Lithium-ion |
| Autonomie estimée, heures <sup>2</sup>                       | 24          |


1) Mesurée avec un réglage de gain de l'aide auditive paramétrée sur sa position maximale moins 20dB et avec un niveau d'entrée à 70dB SPL. Ceci permet par exemple d'obtenir une réponse de gain max égale à la réponse de gain max de la norme IEC 60118-0 + A1: 1994 mais sans influence du Larsen.

2) La mesure est effectuée en mode repos. La durée d'utilisation prévue de la batterie rechargeable dépend du mode d'utilisation, de l'ensemble des fonctions actives, de la perte auditive, de l'environnement sonore, de l'âge de la batterie et de l'utilisation d'accessoires sans fil.

Mesuré selon les normes ANSI S3.22-2024,  
 IEC 60118-0:2022 et IEC 60318-5:2006



**Informations techniques :**  
 Le mode omnidirectionnel est utilisé  
 sauf indication contraire.



|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OSPL90, Pic (dB SPL)                                         | 113         |
| OSPL90, HFA (dB SPL)                                         | 105         |
| Gain maximal, Pic (dB) <sup>1</sup>                          | 52          |
| Gain maximal, HFA (dB) <sup>1</sup>                          | 47          |
| Gain de référence (dB)                                       | 28          |
| Plage de fréquences (Hz)                                     | <100-9400   |
| Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL), 500 Hz (%)  | <2          |
| Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL), 800 Hz (%)  | <2          |
| Distorsion harmonique totale (Entrée 65 dB SPL), 1600 Hz (%) | <2          |
| Distorsion harmonique totale (Entrée 60 dB SPL), 3200 Hz     | <2          |
| Niveau de bruit d'entrée équivalent, Omni (dB SPL)           | 19          |
| Batterie                                                     | Lithium-ion |
| Temps de latence, (ms)                                       | 8,2         |
| Autonomie estimée, heures <sup>2</sup>                       | 24          |

1) Mesurée avec un réglage de gain de l'aide auditive paramétrée sur sa position maximale moins 20dB et avec un niveau d'entrée à 70dB SPL. Ceci permet par exemple d'obtenir une réponse de gain max égale à la réponse de gain max de la norme IEC 60118-0 + A1: 1994 mais sans influence du Larsen.  
 2) La mesure est effectuée en mode repos. La durée d'utilisation prévue de la batterie rechargeable dépend du mode d'utilisation, de l'ensemble des fonctions actives, de la perte auditive, de l'environnement sonore, de l'âge de la batterie et de l'utilisation d'accessoires sans fil.

[illegible]

[illegible]



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danemark

**Siège**  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danemark

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées : 5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.  
Prod'ition S.A.S, 17 avenue des Louvresses, Bâtiment A, 92230 GENNEVILLIERS  
SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE

285498FR / 2025.12.17 / v2

Life-changing technology signifie  
Des technologies qui changent la vie.

[www.oticon.fr](http://www.oticon.fr)

Oticon est une marque du groupe Demant.

**oticon**  
life-changing technology