

Ponto™ Instant

Instant access to premium sound

94%

des parents déclarent que Ponto les aide dans les situations les plus importantes²



« Le nouveau Instant HearBand est un produit passionnant qui offre à nos patients pédiatriques une autre alternative portable au Softband. »

ANNE HYMAS, AUDIOLIGISTE EN CHEF HÔPITAL POUR ENFANTS DE BIRMINGHAM, ROYAUME-UN



Un choix de solutions

Les patients qui ne sont pas encore prêts pour la procédure d'implantation ou qui ne peuvent pas l'envisager peuvent tout de même découvrir la magie de Ponto grâce à un choix de solutions non implantées.

Notre Softband 5 réglable et son homologue plus discret, l'Instant HearBand, s'ajustent simplement autour ou derrière la tête de vos patients. Une fois le processeur de son clipsé, les vibrations sont transmises à travers la peau et les os jusqu'à la cochlée. L'Instant SoundConnector, fixé sur un couvre-chef, constitue une option supplémentaire adaptée à des occasions spécifiques.

Ensemble, ces trois solutions conçues pour la vie quotidienne et dans une optique de confort permettent aux patients atteints de perte auditive unilatérale ou bilatérale de bénéficier instantanément d'une meilleure audition. Elles offrent la possibilité de faire l'expérience d'un système auditif à ancrage osseux (BAHS), sans intervention chirurgicale.


Processeur de son Ponto 5

Le processeur de son idéal apporte aux utilisateurs la puissance dont ils ont besoin. Les Ponto 5 SuperPower et Ponto 5 Mini permettent aux utilisateurs d'entendre une gamme complète de sons, même à des fréquences élevées. Ils offrent une qualité sonore et un niveau de compréhension de la parole remarquables dans différents environnements.

Pour optimiser les résultats audioligiques et limiter l'effet d'atténuation du signal sonore par la peau, envisagez toujours d'utiliser un processeur de son Ponto 5 SuperPower en conjonction avec un Softband 5 ou un Instant HearBand.

Il faut l'entendre pour y croire

Un essai préalable est un excellent moyen pour les patients de se rendre compte de l'expérience offerte par le Ponto ou le Sentio. De plus, les options Ponto Instant offrent un accès immédiat à un son impressionnant. Avant de prendre la décision de recourir à la procédure d'implantation, encouragez vos patients à essayer le processeur de son Ponto sur un Softband 5 ou sur l'Instant HearBand dans différentes situations du quotidien.



■ Transmission directe du message sonore ■ Processeur de son SuperPower avec une solution Instant ■ Processeur de son Instant

Ponto Instant est la seule option non chirurgicale assortie d'un processeur de son SuperPower.

Tous les dispositifs à conduction osseuse ont des limites de sortie, qui jouent un rôle d'autant plus important avec les solutions non chirurgicales et en termes d'atténuation du signal sonore par la peau.

Le graphique représente schématiquement les sons auxquels a accès le patient avec différentes solutions. Un processeur de son SuperPower assure une qualité sonore élevée, pour des sons faibles audibles et des sons forts naturels.

Offrez à vos jeunes patients le pouvoir du son

Grâce au Softband 5, à l'Instant HearBand et à l'Instant SoundConnector, vos jeunes patients peuvent grandir dans un monde rempli de sons, même s'ils ne sont pas encore prêts pour la procédure d'implantation. Ces trois options non implantées peuvent être utilisées avec le Ponto 5 Mini – ou le Ponto 5 SuperPower pour une puissance optimale. Ce sont d'excellentes options pour les aider à entamer leur cheminement vers une meilleure audition.