

Sentio™ System

Feel it to believe it



La différence que Sentio a apportée à ma vie est telle que je souhaite la même chose à toute personne atteinte d'une perte auditive comme la mienne. »

HETTIE, UTILISATRICE ACTUELLE DE SENTIO 1 MINI



Implant
28%
plus compact¹

Presque rien de visible, mais tant de choses à découvrir

Le Sentio System est un système transcutané actif. Il combine le Sentio Ti Implant placé sous la peau et le processeur de son Sentio 1 Mini maintenu sur l'implant par des aimants.


Avec le processeur de son transcutané le plus petit et le plus léger¹ et le plus petit et le plus SuperPuissant des implants transcutanés¹, il est quasiment invisible, et pourtant il a tant à offrir.



Sentio 1 Mini est tellement petit et léger que vos patients le remarqueront à peine. Il est conçu pour s'intégrer harmonieusement à leur routine quotidienne, leur permettant ainsi de mener leur vie avec aisance et confiance. Son aimant puissant le maintient bien en place, même dans les situations actives. Les patients pourront profiter de la vie sans ressentir aucune gêne liée à leur processeur de son. Sentio 1 Mini dispose de la bande passante la plus large du marché (9,5 kHz) pour un processeur de son transcutané à ancrage osseux. Il utilise la même technologie de traitement du signal que la gamme Ponto 5 et permet ainsi aux patients d'accéder aux hautes fréquences et à une expérience sonore à 360°.

Un implant SuperPowerful

Sentio Ti est un implant SuperPowerful développé pour prendre en charge la perte auditive progressive des patients, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des interventions chirurgicales supplémentaires. Sentio Ti est conçu et vérifié pour un niveau de sortie maximum plus élevé, de sorte que les patients peuvent compter sur sa capacité à prendre en charge les aides auditives les plus puissantes.



L'implant Sentio Ti est capable de gérer un niveau de sortie maximum supérieur au Sentio 1 Mini.

Niveau maximal de la force vibratoire de sortie sur le simulateur de crâne, mesuré sans aucune correction pour le placement¹⁰.

Le plus petit des implants transcutanés

Grâce à sa petite taille, Sentio Ti facilite l'intervention chirurgicale. Le design de l'implant offre une flexibilité chirurgicale, permettant une mise en place optimale sans ou avec une planification préopératoire limitée.

