


Oticon CROS RE miniRITE R

Oticon CROS RE est un appareil discret utilisé pour les solutions CROS ou BiCROS. Les sons sont transmis via NFMI sans fil à l'aide auditive Oticon compatible sur la meilleure oreille. L'aide auditive gère la double diffusion grâce à

TwinLink™. Cela permet à l'aide auditive de recevoir un flux audio externe via le Bluetooth® Low Energy tout en gérant simultanément la transmission sonore provenant de l'appareil CROS.



Caractéristiques techniques

- › Traitement du son Reveal AI Clarifier™
- › NFMI (induction magnétique en champ proche)
- › Rechargeable
- › Recharge par contact
- › Écouteurs miniFit detect pour la rétention
- › Embouts miniFit pour la rétention

Pour plus d'informations sur la compatibilité, veuillez consulter le site www.oticon.global/cros-compatibility

Conditions de fonctionnement

Température : +5 °C à +40 °C (+41 °F à +104 °F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Conditions de transport et de stockage

La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites mentionnées pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage :

Transport

Température : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Stockage

Température : -20 °C à +30 °C (-4 °F à +86 °F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Données techniques

Nom	Oticon CROS RE miniRITE R
Style	miniRITE R
Embout	Dôme et embout adaptés aux écouteurs
Type de pile	Lithium-ion
Durée de fonctionnement moyenne	24 heures
Qualité audio	Codage G722
Bande passante audio	Jusqu'à 10 kHz - en fonction de l'aide auditive réceptrice
Portée sans fil	17 cm oreille à oreille
Fréquence	3,84 MHz
Modulation	MSK
Rapport cyclique	52 %
Force du champ	-15 dBμA/m à 10 m



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark

Siège social
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3
du code de la consommation.
Demant Aides Auditives France, 17 Avenue des Louvresses,
92230 GENNEVILLIERS - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE